






## KARTA KATALOGOWA

### ZAWÓR CZERPALNY - ZCx

#### krótka charakterystyka wyrobu:

**Zawór czerpalny ZCx** jest wyrobem medycznym kl.IIb służącym do podłączania dopływu określonego gazu medycznego (tlen; sprężone powietrze; podtlenek azotu; dwutlenek węgla) oraz próżni z punktów poboru do innego wyrobu medycznego. Wyrób posiada także możliwość regulacji przepływu gazu w zakresie ciśnień od 0÷500 kPa i próżni od -60÷0 kPa. Końcówki wtykowe posiadają ściśle określony kod średnicowy w systemie AGA, który umożliwia połączenie ZCx wyłącznie z kompatybilnym punktem poboru gazu/próżni. Wyrób ten jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Powyższy wyrób medyczny uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i oznakowany jest znakiem zgodności CE.

#### rodzaj i oznaczenie typu ZCx:

ZAWÓR CZERPALNY DO O <sub>2</sub>	ZAWÓR CZERPALNY DO AIR	ZAWÓR CZERPALNY DO N <sub>2</sub> O	ZAWÓR CZERPALNY DO CO <sub>2</sub>	ZAWÓR CZERPALNY DO VAC
ZCO	ZCA	ZCN	ZCC	ZCV
				

#### dane techniczne wyrobu:

Maksymalne ciśnienie dla gazów medyczn.:	550 kPa
Nominalne ciśn.pracy dla gazów medyczn.:	500 kPa±10%
Maksymalne podciśnienie dla próżni:	- 60 kPa
Rodzaj sprężonego gazu medycznego i próżni:	tlen (O <sub>2</sub> ); powietrze (Air); podtlenek azotu(N <sub>2</sub> O); dwutlenek węgla (CO <sub>2</sub> ); próżnia (VAC)
Czystość gazu:	gaz czysty, wolny od zanieczyszczeń stałych
Rodzaj przyłącza wlotowego:	w systemie szwedzkim SS 8752430 (w Polsce znanym jako standard AGA)
Rodzaj przyłącza wylotowego:	uniwersalna końcówka na dren/waż medyczny Øwewn.6÷10mm
temperatura pracy:	+0 ÷ 40 °C
obsługa:	pokrętko ręczne
Zakres regulacji przepływu przy max otwarciu zaworu:	
-dla spręż. gazów medyczn. przy ciśnieniu 500 kPa	0 ÷ min. 200 l/min
-dla próżni przy podciśnieniu 60 kPa	0 ÷ min. 25 l/min
masa:	0,45 kg

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą wyrobów i usług naszej firmy na stronie internetowej.

**INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.** ul. Mikołaja Reja 12, 35-211 Rzeszów  
tel./fax.: 17 85 07 896; [biuro@instaltm.pl](mailto:biuro@instaltm.pl); [www.instaltm.pl](http://www.instaltm.pl)